


Date d'édition : 22.01.2025



**Ref : EWTGUWP300.52**

**WP 300.52 5 éprouvettes en cuivre pour le cisaillement  
(Réf. 020.30052)**

**Avec le WP 300.10 et WP300.13, WP 310.02. Il permet de  
réaliser des essais de cisaillement**

Ce jeu d'échantillons métalliques est disponible comme accessoire pour la machine d'essai universelle WP 300. Avec le dispositif WP 300.10, il permet de réaliser des essais de cisaillement. Les échantillons sont cylindriques. Le jeu comprend cinq échantillons en cuivre (E-Cu).

Contenu didactique / Essais

- Essais de cisaillement sur des échantillons ronds en cuivre avec la machine d'essai WP 300

Les grandes lignes

- Échantillons ronds en cuivre pour les essais de cisaillement avec la machine d'essai WP 300

Les caractéristiques techniques

Diamètre des échantillons: 6mm

Longueur des échantillons: 26mm

Liste de livraison

5 échantillons de cisaillement en cuivre